



Verre Miyosmart HOYA (D.I.M.S)



Informations générales

Indice de réfraction : 1.59

Diamètre de la zone centrale : 9.4mm

Diamètre de la zone D.I.M.S : 33mm

Prismes : Jusqu'à 3 dioptries prismatiques par côté

Le centrage est effectué en pleine pupille en position primaire du regard

Zeiss MyoCare (C.A.R.E)

MyoCare 1.5 cylindre négatif (-)																	
Sph	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
-0.25																	
-0.50																	
-0.75																	
-1.00																	
-1.25																	
-1.50																	
-1.75																	
-2.00																	
-2.25																	
-2.50																	
-2.75																	
-3.00																	
-3.25																	
-3.50																	
-3.75																	
-4.00																	
-4.25																	
-4.50																	
-4.75																	
-5.00																	
-5.25																	
-5.50																	
-5.75																	
-6.00																	

MyoCare 1.6 cylindre négatif (-)																											
Sph	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
0.00																											
-0.25																											
-0.50																											
-0.75																											
-1.00																											
-1.25																											
-1.50																											
-1.75																											
-2.00																											
-2.25																											
-2.50																											
-2.75																											
-3.00																											
-3.25																											
-3.50																											
-3.75																											
-4.00																											
-4.25																											
-4.50																											
-4.75																											
-5.00																											
-5.25																											
-5.50																											
-5.75																											
-6.00																											
-6.25																											
-6.50																											
-6.75																											
-7.00																											
-7.25																											
-7.50																											
-7.75																											
-8.00																											
-8.25																											
-8.50																											
-8.75																											
-9.00																											

Zeiss MyoCare (C.A.R.E)

MyoCare 1.67 cylindre négatif (-)																											
Sph	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00		
-2.00																											
-2.25																											
-2.50																											
-2.75																											
-3.00																											
-3.25																											
-3.50																											
-3.75																											
-4.00																											
-4.25																											
-4.50																											
-4.75																											
-5.00																											
-5.25																											
-5.50																											
-5.75																											
-6.00																											
-6.25																											
-6.50																											
-6.75																											
-7.00																											
-7.25																											
-7.50																											
-7.75																											
-8.00																											
-8.25																											
-8.50																											
-8.75																											
-9.00																											
-9.25																											
-9.50																											
-9.75																											
-10.00																											

Informations générales

3 indices de réfraction possibles
(1.5/1.6/1.67)

Pas de solaires ni photochromiques

Prismes : Jusqu'à 3 dioptries

prismatiques par côté

Le centrage est effectué en fonction
du centre de rotation de l'œil, comme
pour des verres asphériques, soit
4mm sous la position primaire du
regard

2 versions disponibles :

MyoCare :

Zone centrale de vision nette de 7
mm

Puissance d'addition moyenne de
surface de +4,6 dioptries

MyoCare S :

Zone centrale de vision nette de 9
mm

Verre STELLEST (H.A.L.T)

Stellest blanc 1.59 cylindre négatif (-)																	
Sph	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
-0.25																	
-0.50																	
-0.75																	
-1.00																	
-1.25																	
-1.50																	
-1.75																	
-2.00																	
-2.25																	
-2.50																	
-2.75																	
-3.00																	
-3.25																	
-3.50																	
-3.75																	
-4.00																	
-4.25																	
-4.50																	
-4.75																	
-5.00																	
-5.25																	
-5.50																	
-5.75																	
-6.00																	
-6.25																	
-6.50																	
-6.75																	
-7.00																	
-7.25																	
-7.50																	
-7.75																	
-8.00																	
-8.25																	
-8.50																	
-8.75																	
-9.00																	
-9.25																	
-9.50																	
-9.75																	
-10.00																	
-10.25																	
-10.50																	
-10.75																	
-11.00																	
-11.25																	
-11.50																	
-11.75																	
-12.00																	

Stellest 1.59 solaire cylindre négatif (-)									
Sph	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
0.00									
-0.25									
-0.50									
-0.75									
-1.00									
-1.25									
-1.50									
-1.75									
-2.00									
-2.25									
-2.50									
-2.75									
-3.00									
-3.25									
-3.50									
-3.75									
-4.00									
-4.25									
-4.50									
-4.75									
-5.00									
-5.25									
-5.50									
-5.75									
-6.00									

Informations générales

Indice de réfraction : 1.59

Diamètre de la zone centrale : environ 9 mm

11 anneaux de microlentilles asphériques

Prismes : Jusqu'à 2 dioptries prismatiques par côté

Le centrage est effectué en pleine pupille en position primaire du regard

Verre Mycon 2 (HAPD)

		MyCon 1.5 cylindre négatif (-)																											
Sph		0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
+1.00																													
+0.75																													
+0.50																													
+0.25																													
0.00																													
-0.25																													
-0.50																													
-0.75																													
-1.00																													
-1.25																													
-1.50																													
-1.75																													
-2.00																													
-2.25																													
-2.50																													
-2.75																													
-3.00																													
-3.25																													
-3.50																													
-3.75																													
-4.00																													
-4.25																													
-4.50																													
-4.75																													
-5.00																													
-5.25																													
-5.50																													
-5.75																													
-6.00																													
-6.25																													
-6.50																													
-6.75																													
-7.00																													
-7.25																													
-7.50																													
-7.75																													
-8.00																													

		MyCon 1.6 cylindre négatif (-)																											
Sph		0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00			
+1.00																													
+0.75																													
+0.50																													
+0.25																													
0.00																													
-0.25																													
-0.50																													
-0.75																													
-1.00																													
-1.25																													
-1.50																													
-1.75																													
-2.00																													
-2.25																													
-2.50																													
-2.75																													
-3.00																													
-3.25																													
-3.50																													
-3.75																													
-4.00																													
-4.25																													
-4.50																													
-4.75																													
-5.00																													
-5.25																													
-5.50																													
-5.75																													
-6.00																													
-6.25																													
-6.50																													
-6.75																													
-7.00																													
-7.25																													
-7.50																													
-7.75																													
-8.00																													
-8.25																													
-8.50																													
-8.75																													
-9.00																													
-9.25																													
-9.50																													
-9.75																													
-10.00																													

